

Marcajul aprobării de model, TCM 212/02-3630, este aplicat pe eticheta de identificare (fig. nr. 2) a mijlocului de măsurare în conformitate cu prevederile **Certificatul aprobării de model nr. TCM 212/11-4825 Revizia 2 din data de 18.12.2023** emis de Institutul de Metrologie din Cehia (CMI), conform exemplului din figura nr. 1 de mai jos.

Marcajul de verificare metrologică se aplică cu ștampilă de cauciuc pe o etichetă autocolantă, destructibilă la dezlipire aplicată lângă eticheta de identificare sau cu sub formă de sigiliu atât pe o pastilă confecționată dintr-un material adecvat, după caz.




fig. nr. 1




fig. nr. 2